

POWER TWIN 21 XPS

LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE
FÜR DIE HUMANMEDIZIN




LASERTHERAPIE AUF HÖCHSTEM NIVEAU



- Präzisions-Software
- 4-farb Display mit höchster Kontraststärke
- 9 Frequenzreihen vorprogrammiert
- 5 Sweeps und 13 FI-Bänder im Autorun
- Innovatives Design
- Praxisorientiert


NIE WAR LASERN SO EINFACH

- Lasertherapie - flächig oder punktuell
- Ideal für Laserfrequenztherapie
- Mit Wechseladaptern
- Perfektes Handling – bester Praxiskomfort



VIEL POWER

Mit 2.100 mW (21 Laserdioden x 100 mW) erreicht dieses Laser-Modell auf einer Behandlungsfläche von 55 cm² eine der höchsten Leistungsdichten unter Low Level Lasergeräten. Das Laserlicht kann tief in das zu behandelnde Gewebe eindringen. Die Behandlungszeiten sind kurz.



INNOVATIVES DESIGN

Das Gehäusedesign ermöglicht ergonomisch einfache Handhabung. Die Kühlung der Hochleistungs-Laserdioden mittels Ventilatoren und Kühlrippen gewährleisten eine effiziente Lasertherapie. Ein großes, kontrastreiches Farbdisplay ermöglicht die einfache Einstellung aller Parameter – Laserleistung, Betriebsart, Therapiezeit sowie Behandlungsdosis werden am Farbdisplay mit höchster Kontraststärke angezeigt.




PRÄZISIONS-SOFTWARE

Individuell einstellbare Laserparameter. 9 bewährte Frequenzreihen, 13 FI-Bänder (Autorun) sowie 5 Sweeps (Autorun) vorprogrammiert. Weitere Frequenzen können frei gewählt und abgespeichert werden.



WECHSELADAPTER

Für hygienisches und schnelles Arbeiten. Für die Spezialanwendungen stehen verschiedene Wechseladapter (Kammadapter, Gelenkadapter, Punktadapter) zur Verfügung. Die PowerTwin kann binnen Sekunden umgerüstet werden.



BOOKLET

Pocket-Guide Laserfrequenzen – Behandlungsbuch mit vielen Indikationsbeispielen wird mitgeliefert.

GARANTIERTE MKW-QUALITÄT

Mehr als 35 Jahre Erfahrung – Innovation und Know How !

- Zertifizierte Fertigung und EU-Zulassung
- Qualifizierte wissenschaftliche Berater in vielen Fachrichtungen
- Umfangreiche Fachliteratur
- Webinar und Seminarangebote mit Top-Referenten
- Persönliche Einweisung und Betreuung durch lizenzierte MKW Mitarbeiter



INTERESSIERT?

Informationsmaterial anfordern unter www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | D-76547 Sinzheim/Baden-Baden
Tel: 0 72 21 - 9 88 391-2 | Fax: 0 72 21 - 9 88 393 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM