

LASERPEN

LA-X P500

DER EXPERTENLASER FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE



DER LASERPEN SETZT NEUE MAßSTÄBE



- Punktgenau und leistungsstark
- Optimale Eindringtiefe und stimulative Wirkung
- CW, Multifrequenz und 9 Frequenzreihen vorprogrammiert
- 13 FI-Bänder und 5 Sweeps im Autorun
- Freie Frequenzwahl mit zusätzlichen Speicherplätzen
- Einfache Benutzerführung bei optimalem Behandlungskomfort
- Einstellbare Laserparameter
- Mit Punktsuchfunktion und Laserautomatik
- Auswechselbare Lichtleiter für Spezialanwendungen

VIELE VERTRETER KLASSISCHER
UND MODERNER HEILMETHODEN
SIND SICH EINIG:
DER LASERPEN LA-X P500 VON MKW
HAT EINEN NEUEN STANDARD
GESCHAFFEN

www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM

LASER PEN

LA-X P500

- 808 nm – max. 500 mW
Einstellung der Laserleistung in 10 Stufen (10 % – 100 %)
- Betriebsarten: CW, Multifrequenz, vorprogrammierte Frequenzreihen (u. a. Nogier, Bahr, Reininger, Fi-Bänder [Autorun], Sweeps)
- Frei programmierbare Frequenzen
1 bis 9.999 Hz / 20 Speicherplätze
- Einstellmöglichkeit von Therapiezeit oder Dosis
- Automatische Berechnung der Therapiezeit bei voreingestellter Dosis
- Memoryfunktion der zuletzt gespeicherten Werte (Leistung, Frequenz)
- Spezialkopf für auswechselbare Lichtleiter mit zusätzlicher Weitwinkellinse
- Gewicht 200 g – Maße 210 x 35 x 32 mm



Bereits 1999 entwickelte MKW auf Basis erfolgreicher, medizinischer Lasergeräte einen akkubetriebenen, mikroprozessorgesteuerten Laserpen für kleine Flächen und zur gezielten punktuellen Lasertherapie – insbesondere zur Behandlung von Schmerz-, Trigger- und Akupunkturpunkten.

Hiermit werden seit über zwei Jahrzehnten in Kliniken und niedergelassenen Praxen täglich medizinische Laseranwendungen mit großem Erfolg durchgeführt.

Mit dem La-X P500 wurde nun nach der erfolgreichen Markteinführung des Anwendungsverfahrens vor mehr als zwei Dekaden die ultimative technische Referenz geschaffen.

Viele zusätzliche Funktionen, ein großes Farbdisplay, eine verbesserte Funktionalität im therapeutischen Alltag sowie die hohe Anwenderfreundlichkeit sprechen für dieses Lasersystem.

Von der Einstellung der Laserleistung in zehn Stufen über fest programmierte Frequenzprogramme und frei einstellbare Frequenzen bis zur hochauflösenden Akupunkturpunkt-Suche durch das Gerät wird dem Therapeuten ein optimales Spektrum moderner Lasertechnologie buchstäblich an die Hand gegeben.



INTERESSIERT?

Informationsmaterial anfordern unter www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | D-76547 Sinzheim/Baden-Baden
Tel: 0 72 21 - 9 88 391-2 | Fax: 0 72 21 - 9 88 393 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM