

POWER TWIN 21 XPS

THÉRAPIE LASER À BAS NIVEAU POUR TOUTES LES PEAUX



LA THÉRAPIE LASER À SON MEILLEUR






- Logiciel de précision avec Bluetooth
- Écran 4 couleurs avec un contraste maximal
- 9 séries de fréquences préprogrammées
- 5 balayages et 13 bandes FI en exécution automatique
- Design innovant – orienté vers la pratique

LE TRAITEMENT AU LASER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

- Thérapie au laser - sur toute la surface ou sur des points précis
- Idéal pour la thérapie laser à fréquence
- Avec adaptateurs interchangeables pour animaux à fourrure de toutes sortes
- Utilisation mobile - à l'intérieur et à l'extérieur
- Manipulation parfaite - confort optimal dans le cabinet
- Logiciel de traitement en option via tablette et Bluetooth

- En option :
Logiciel de traitement
MKW LASER PRAXIS



BEAUCOUP DE PUISSANCE

Avec 2.100 mW (21 diodes laser x 100 mW), ce modèle de laser atteint, sur une surface de traitement de 55 cm², l'une des densités de puissance les plus élevées parmi les appareils laser de bas niveau. La lumière laser peut pénétrer profondément dans les tissus à traiter. Les temps de traitement sont courts.

UN DESIGN INNOVANT

Le design du boîtier permet une manipulation ergonomique et simple. Le refroidissement des diodes laser haute performance par des ventilateurs et des ailettes de refroidissement garantit une thérapie laser efficace. Un grand écran couleur à fort contraste permet de régler facilement tous les paramètres – la puissance du laser, le mode de fonctionnement, la durée du traitement ainsi que la dose de traitement sont affichés sur l'écran couleur avec un contraste maximal.

LOGICIEL DE PRÉCISION

Paramètres laser réglables individuellement. 9 séries de fréquences éprouvées, 13 bandes FI (autorun) ainsi que 5 balayages (autorun) préprogrammés. D'autres fréquences peuvent être choisies et enregistrées librement.

ADAPTATEUR DE CHANGEMENT

Pour un travail hygiénique et rapide. Le clou : un appareil pour différentes applications – transformable en peigne laser par simple clic. Pour différents types de fourrure. Avec l'adaptateur de peigne, vous traitez même les animaux à pelage long et épais. Un adaptateur de point est disponible pour la puncture au laser.

POUR UNE UTILISATION MOBILE

Utilisation mobile, légère, compacte, traitement confortable sur l'animal (à l'intérieur et à l'extérieur) - une PowerBank puissante est disponible pour une utilisation indépendante du réseau électrique.

MKW LASER PRAXIS

Le programme «MKW LASER PRAXIS» est un logiciel de traitement spécialement conçu pour les cabinets vétérinaires. Commande par écran tactile très simple via une tablette Samsung correspondante. Avec un gestionnaire de clients et de patients, une commande de thérapie, une documentation de thérapie, une base de données de fréquences étendue avec la possibilité de créer ses propres fréquences, séries de fréquences ainsi que des indications avec des programmes de thérapie. Le traitement au laser n'a jamais été aussi simple.

BLUETOOTH

Maintenant avec interface Bluetooth pour la connexion au logiciel de traitement «MKW Laser Praxis».

LIVRET

Guide de poche des fréquences laser - un livre de traitement avec plus de 100 indications exemples est fourni.

QUALITÉ MKW GARANTIE

MKW LASERSYSTEM - plus de 35 ans d'expérience - innovation et savoir-faire ! MKW propose des spécialistes de haut niveau dans de nombreux domaines, un groupe Facebook pour les utilisateurs ainsi que des webinaires et des séminaires réguliers.

INTERESTED?

Demandez le matériel d'information à www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | 76547 Sinzheim/Baden-Baden | Allemagne
Tel: 0 72 21 - 9 88 391-2 | Fax: 0 72 21 - 9 88 393 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM