

LASERPEN

LA-X P500

LE LASER EXPERT POUR
LES EXIGENCES LES
PLUS ÉLEVÉES



LE LASERPEN POSE DE NOUVEAUX JALONS



- Précis et puissant
- Pénétration optimale et effet stimulant
- CW, multifréquence et 9 séries de fréquences préprogrammées
- 13 bandes FI et 5 sweeps en autorun
- Choix libre des fréquences avec emplacements de mémoire supplémentaires
- Guidage simple de l'utilisateur avec un confort de traitement optimal
- Paramètres laser réglables
- Avec fonction de recherche de point et automatisme laser
- Fibres optiques interchangeables pour les applications spéciales

DE NOMBREUX REPRÉSENTANTS
DES MÉTHODES DE GUÉRISON
CLASSIQUES ET MODERNES SONT
D'ACCORD :
LE LASERPEN LA-X P500 E MKW
A CRÉÉ UN NOUVEAU STANDARD

LASER PEN

LA-X P500

- 808 nm – max. 500 mW
Réglage de la puissance du laser en 10 étapes (10 % - 100 %)
- Modes de fonctionnement : CW, multifréquence, séries de fréquences préprogrammées (entre autres Nogier, Bahr, Reininger, bandes Fi [Autorun], sweeps)
- Fréquences librement programmables
1 à 9.999 Hz / 20 emplacements de mémoire
- Possibilité de régler le temps de thérapie ou la dose
- Calcul automatique du temps de thérapie pour une dose pré réglée
- Fonction de mémoire des dernières valeurs enregistrées (puissance, fréquence)
- Tête spéciale pour fibres optiques interchangeables avec lentille grand angle supplémentaire
- Poids 200 g - Dimensions 210 x 35 x 32 mm



Dès 1999, MKW a développé, sur la base d'appareils laser médicaux couronnés de succès, un stylo laser alimenté par batterie et commandé par microprocesseur pour les petites surfaces et pour la thérapie laser ponctuelle ciblée - en particulier pour le traitement des points douloureux, des points de déclenchement et des points d'acupuncture.

Depuis plus de deux décennies, des applications médicales au laser sont effectuées quotidiennement dans des cliniques et des cabinets médicaux avec un grand succès.

Avec le La-X P500, la référence technique ultime a été créée après le lancement réussi du procédé d'application sur le marché il y a plus de deux décennies.

De nombreuses fonctions supplémentaires, un grand écran couleur, une fonctionnalité améliorée dans le quotidien thérapeutique ainsi qu'une grande facilité d'utilisation parlent en faveur de ce système laser.

Du réglage de la puissance du laser en dix niveaux à la recherche haute résolution des points d'acupuncture par l'appareil, en passant par les programmes de fréquences fixes et les fréquences librement réglables, le thérapeute dispose littéralement d'un éventail optimal de la technologie laser moderne.



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

Demandez de la documentation à www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | 76547 Sinzheim/Baden-Baden | Allemagne
Tel: 0 72 21 - 9 88 391-2 | Fax: 0 72 21 - 9 88 393 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM