

# POWER TWIN 21

XPS

LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE  
FÜR DIE HUMANMEDIZIN




## LASERTHERAPIE AUF HÖCHSTEM NIVEAU



- Präzisions-Software
- 4-farb Display mit höchster Kontraststärke
- 9 Frequenzreihen vorprogrammiert
- 5 Sweeps und 16 FI-Bänder im Autorun
- Innovatives Design
- Praxisorientiert

### NIE WAR LASERN SO EINFACH

- Lasertherapie – flächig oder punktuell
- Ideal für Laserfrequenztherapie
- Mit Wechseladaptern
- Perfektes Handling – bester Praxiskomfort



## VIEL POWER

Mit 2.100 mW (21 Laserdioden x 100 mW) erreicht dieses Laser-Modell auf einer Behandlungsfläche von 55 cm<sup>2</sup> eine der höchsten Leistungsdichten unter Low Level Lasergeräten. Das Laserlicht kann tief in das zu behandelnde Gewebe eindringen. Die Behandlungszeiten sind kurz.



## INNOVATIVES DESIGN

Das Gehäusedesign ermöglicht ergonomisch einfache Handhabung. Die Kühlung der Hochleistungs-Laserdioden mittels Ventilatoren und Kühlrippen gewährleisten eine effiziente Lasertherapie. Ein großes, kontrastreiches Farbdisplay ermöglicht die einfache Einstellung aller Parameter – Laserleistung, Betriebsart, Therapiezeit sowie Behandlungsdosis werden am Farbdisplay mit höchster Kontraststärke angezeigt.



## PRÄZISIONS-SOFTWARE

Individuell einstellbare Laserparameter. 9 bewährte Frequenzreihen, 16 FI-Bänder (Autorun) sowie 5 Sweeps (Autorun) vorprogrammiert. Weitere Frequenzen können frei gewählt und abgespeichert werden.



## WECHSELADAPTER

Für hygienisches und schnelles Arbeiten. Für die Spezialanwendungen stehen verschiedene Wechseladapter (Flächenadapter, Kammadapter) zur Verfügung. Die PowerTwin kann binnen Sekunden umgerüstet werden.



## BOOKLET

Pocket-Guide Laserfrequenzen – Behandlungsbuch mit vielen Indikationsbeispielen wird mitgeliefert.



## GARANTIERTE MKW-QUALITÄT

Mehr als 40 Jahre Erfahrung – Innovation und Know How !

- Zertifizierte Fertigung und EU-Zulassung
- Qualifizierte wissenschaftliche Berater in vielen Fachrichtungen
- Umfangreiche Fachliteratur
- Webinar und Seminarangebote mit Top-Referenten
- Persönliche Einweisung und Betreuung durch lizenzierte MKW Mitarbeiter

## INTERESSIERT?

Informationsmaterial anfordern unter [www.mkw-laser.de](http://www.mkw-laser.de)

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | D-76547 Sinzheim/Baden-Baden  
Tel: 07221 988 391 | [mkw@mkw-laser.de](mailto:mkw@mkw-laser.de) | [www.mkw-laser.de](http://www.mkw-laser.de)

**MKW**  
LASERSYSTEM