

POWER TWIN 21 XPS

TERAPIA LASER DE BAIXA INTENSIDADE
PARA MEDICINA HUMANA



A TERAPIA LASER NO SEU MELHOR



- Software de precisão com Bluetooth
- Ecrã de 4 cores com contraste máximo
- 9 séries de frequências pré-programadas
- 5 varreduras e 16 bandas FI em execução automática
- Conceção inovadora
- orientado para a prática

LASERING – MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA

- Terapia laser - tratamento de áreas ou pontos isolados
- Ideal para terapia de frequência laser
- Com adaptadores intermutáveis
- Manuseamento perfeito - facilidade de utilização ideal



MUITA POTÊNCIA

Com 2.100 mW (21 díodos laser x 100 mW), este modelo de laser atinge uma das mais elevadas densidades de potência de todos os dispositivos laser de baixa intensidade numa área de tratamento de 55 cm². A luz laser pode penetrar profundamente no tecido a ser tratado. Os tempos de tratamento são curtos.



CONCEPÇÃO INOVADORA

O design da caixa permite um manuseamento ergonomicamente simples. O arrefecimento dos díodos laser de alto desempenho com ventoinhas e aletas de arrefecimento garante uma terapia laser eficiente. O ecrã a cores grande e com muito contraste facilita a definição de todos os parâmetros - a potência do laser, o modo de funcionamento, o tempo de terapia e a dose de tratamento são apresentados no ecrã a cores com o máximo contraste.




SOFTWARE DE PRECISÃO

Os parâmetros do laser podem ser definidos individualmente. Estão pré-programadas nove séries de frequências comprovadas, 16 bandas FI (execução automática) e 5 varrimentos (execução automática). As frequências adicionais podem ser escolhidas e armazenadas livremente.



ADAPTADOR INTERMUTÁVEL

Para um manuseamento rápido e higiénico. Para aplicações especiais, estão disponíveis diferentes adaptadores (adaptador de pente, adaptador de junta, adaptador de ponta). O PowerTwin XP5 pode ser adaptado em segundos.



LIVRO

Guia de bolso sobre frequências laser - inclui um livro de tratamento com muitos exemplos de indicações.

QUALIDADE GARANTIDA MKW

- Más de 40 años de experiencia: innovación y conocimientos técnicos!
- Fabricante: livetec Ingenieurbüro GmbH, Lörrach
- Fabricación certificada y homologación de la UE
- Distribución exclusiva MKW Lasersystem GmbH.
- Asesores científicos cualificados en numerosas disciplinas.
- Amplia bibliografía especializada.
- Oferta de seminarios y webinars con ponentes de primer nivel.
- Formación y asistencia personalizadas por parte de empleados con licencia de MKW.



INTERESSADO?

Solicitar material informativo em www.mkw-laser.de

MKW Lasersystem GmbH | Landstraße 67 | 76547 Sinzheim/Baden-Baden, Alemanha
Tel: +49 7221 988 391 | mkw@mkw-laser.de | www.mkw-laser.de

MKW
LASERSYSTEM